

CIONDOLO ZANZARE

Risonatore “BAL”



Prodotto e distribuito da

ST. RA. LAK di Galvani Davide

Via Aquileia n. 1 - 47921 Rimini - Tel. 339 5912093

www.strumentiradionici.com

Email: strumenti.radionici@gmail.com

RISONATORE “BAL”

Siamo motivati a sperimentare con voi tutti, ciò che da tanti anni, molti hanno provato, con esiti non sempre positivi: **“L’allontanamento della zanzara dal corpo umano”**. Esso ci risparmia così fastidiosi pruriti dal tradizionale **“pizzico vampiristico”**. Consapevoli delle difficoltà a cui andiamo incontro, siamo pronti a sperimentare la **“Radionica monitorata”** in tale settore, per la prima volta nella storia, la Radionica da’ grandissime prospettive per un futuro!

Le zanzare **“servono”**, nel senso che partecipano da protagoniste all’ economia della natura. Per farle sparire tutti i mezzi impiegati sono ritornati come un boomerang contro di noi. Abbiamo irrorato con il DDT prima, e con altri pesticidi vasti territori del pianeta, cancellandone la biodiversità, e le zanzare hanno risposto diventando più resistenti, mentre gli uomini hanno visto di nuovo profilarsi il rischio della malaria, e in soprappiù del cancro, conseguente ai residui tossici lasciati nell’ambiente dagli interventi chimici.


Oggi, abbiamo delle armi biologiche, innocue per l’ ambiente e per l’ uomo, che possono limitare, le popolazioni dell’ insetto sotto limiti tollerabili.

L’ alternativa Radionica della nostra ricerca

Il Centro di Ricerca Georges Lakhovsky, risponde con un mezzo mai sperimentato sino ad ora con le zanzare attraverso la **“Radionica-monitorata”** e con l’emissione continua di **“Onde persuasive”** (queste tecniche e questi vocaboli sono caratteristiche funzionanti del **“Centro”**).

Un ciondolo tutto Radionico

E’ uno strumento radionico programmabile a distanza e non ha nessuna carica registrata in esso. Questo ciondolo è un risonatore che entra in risonanza con l’emettitore della sala operativa del Centro. Esso sarà in funzione giorno e notte per i cinque mesi estivi, quando le zanzare sono attive. E’ costruito su una base leggerissima, ma robusta. Il ciondolo è forato e porta un cordoncino di nylon, soffice, lavabile e resistente.



Notizie Tecniche

Si agisce sulle tre specie di zanzare che attualmente infestano i nostri paesi europei dal nome scientifico Culicidae.

Per non essere punti nei mesi estivi da maggio a settembre, trasmettiamo frequenze appropriate alle zanzare attraverso un risonatore “Bal” (ciondolo) con circuito stampato che portandolo al collo (dal verso descritto), riceve tramite una continua trasmissione a distanza **“Radionica monitorata”**, ininterrotta giorno e notte.

Riceve frequenze di **“onde persuasive”** atte appunto a persuadere la zanzara ad allontanarsi oltre un metro, dalla persona che porta il ciondolo radionico a contatto del corpo o sopra indumenti chiari (mai devono essere scuri, tanto meno neri).

Abbiamo predisposto il ciondolo di formato rotondo per essere meglio portata al collo con l’apposito cordoncino di nylon (non vincolante) può essere sostituito con una catenina a vostro piacere.

Va’ portata anche di notte, nel chiuso di una stanza senza la presenza di zanzare la si può togliere, ma di giorno va’ sempre portata.

Come già detto, il ciondolo ha un verso che va’ rispettato nell’indossarla, la parte con la scritta **“Exit”** va’ orientata verso l’esterno, di conseguenza quella con la scritta **“Corpo”** va’ orientata verso il corpo.