

BIOTENSOR PENDOLI E TESTIMONI



Prodotto e distribuito da

ST. RA. LAK di Galvani Davide

Via Aquileia n. 1 - 47921 Rimini - Tel. 339 5912093

www.strumentiradionici.com

Email: strumenti.radionici@gmail.com

IL BIOTENSOR

E' un semplice strumento Radiestesico dalle grandi prestazioni, capace di **amplificare il movimento fisico**, interpretando la risposta richiesta con una convenzione già prestabilita.

Quando il radiestesista viene a trovarsi sopra il luogo dell'informazione richiesta i **movimenti inconsci ed impercettibili dei muscoli della sua mano sono trasmessi all'antenna** e quindi al peso che si trova alla sua estremità, provocando un'oscillazione.

La sensibilità del ricercatore rimane l'unica e più importante garanzia dell'affidabilità delle singole letture, espresse dalle oscillazioni o dalle rotazioni dello strumento.

La normale sensibilità si può educare ed ampliare **esercitandosi**.

E' corredato da:

Un libretto d'istruzione per l'uso del Biotensor, collegato anche all'uso del pendolo: per dare delle indicazioni più chiare, per poter annullare eventuali errori, causati dalla poca conoscenza o dalla dimenticanza delle nozioni base, che regolano il buon andamento della Radiestesia.

Inoltre il modello da studio è comprensivo di astuccio (per il trasporto) e di un pendolo collocato dentro il manico, apribile sul fondo.

Caratteristiche tecniche:

Il Biotensor da studio consiste in un manico in ottone e di una parte flessibile, costituita da un sottile filo d'acciaio alla cui estremità è appeso un disco ad anello (antenna).

Il Biotensor portatile consiste in un manico in acciaio e di una parte flessibile, costituita da un sottile filo d'acciaio alla cui estremità è appesa una sfera di acciaio amagnetico.

E' corredato da un libretto d'istruzioni.



(biotensor grande) da studio

Misure: cm. 47 X 2
Peso: gr. 240



(biotensor piccolo) portatile

Misure: cm. 46 X 1,5
Peso: gr. 70

PENDOLI RADIESTESICI

Il materiale che utilizziamo per i pendoli è l'ottone ed il legno.

La differenza normalmente nell'usare il Biotensor od il pendolo sta, che con il primo normalmente non si usa fare domande, ma si adoperano **dei testimoni energetici**, mentre nel secondo caso con (il pendolo) tutta la ricerca è impostata su delle **domande mentali** per ottenere le risposte volute.



Misure: cm. 6,6
Peso: gr. 22

TESTIMONI

La scatola è costituita da 14 esemplari riguardanti le più comuni geopatie:



Misure: cm. 4 ciascuno
Peso: gr. 3 ciascuno